



# TECHNICAL DATA SHEET

## TEMA MASK Ref.: 200185 NR

### Media máscara filtrante para protección contra COVID'19

#### Descripción

La Media Máscara TEMA MASK NR proporciona protección respiratoria efectiva contra COVID'19

- Ensayadas y con marcado CE según Rfu PPE-R/02.075.02
- Plegable con clip nasal y doble banda de ajuste.
- Ajuste sin grapas a fin de minimizar los riesgos de irritación en la piel. Banda elástica suave.
- Clip nasal interior que proporciona una mejor ajuste y encaje de la mascarilla comfortable.

5 capas de filtración reforzada. Para una protección eficaz y segura.:

- 1ª Capa: Tejido no tejido (Spunbond).
- 2ª Capa: Tejido no tejido filtrante (Meltblown).
- 3ª Capa: Hot air cotton.
- 4ª Capa: Tejido no tejido filtrante (Meltblown).
- 5ª Capa: Tejido no tejido (Spunbond).

Talla Única

#### Materiales

En la producción de la mascarilla TEMA MASK NR 200185 se han utilizado los siguientes materiales:

Bandas de ajuste	Elastano y Poliamida. Sin grapas
Clip Nasal	Acero galvanizado y polipropileno
Filtro	Polipropileno hidrófobo. 5 capas Spunbond / Meltblown / Hot air cotton / Meltblown / Spunbond.

Estos productos no contienen componentes fabricados con latex.

#### Advertencia: solo un uso

La media máscara debe desecharse después de su uso.

#### Normas

Este producto ha sido fabricado de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425, para uso básico, PPE-R / 02.075 VERSIÓN 2 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes para proteger solo para COVID 19.

“Esta media máscara filtrante está fabricada solo para protección COVID-19. Según lo solicitado por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para este uso específico, el factor de protección nominal proporcionado por esta media máscara filtrante es el mismo que el factor de protección nominal FFP2 definido en EN 149: 2001 + A1: 2009. Esta media máscara filtrante no es una media máscara filtrante para uso general y no debe usarse para fines distintos a la protección contra COVID-19 ”.

#### Aprobaciones

Requisitos, pruebas, marcado, de conformidad **por AITEX Nº de certificado 2020EC3752**, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoi, España, organismo notificado 0161

#### Obtener niveles

VALOR OBTENIDO: **PASA**

Máxima penetración del material del filtro:

<b>Clasificación</b> 95 l/min % Max.	
<b>FFP2</b> 6	

*El nivel FFP2 es un parámetro guía de la norma EN 149: 2001 + A1: 2009, no aplicable para Rfu PPE-R / 02.075 VERSIÓN 2 ya que la validez final para el método de certificación COVID 19 es de acuerdo con un PASS / NOT PASS.*

**FABRICADO EN ESPAÑA**

  
Comprando producto nacional  
ayudamos a conservar el empleo



# TECHNICAL DATA SHEET

TEMA MASK Ref.: 200185 NR

Media máscara filtrante para protección contra COVID'19



Ajuste de media máscara filtrante (verificar antes de usar)

## Instrucciones de uso

1. Antes de colocar la mascarilla lavar las manos.
2. Desplegar la mascarilla y abrirla en su totalidad para poder colocarla entre la barbilla y la nariz.
3. Pasar las bandas elásticas por detrás de las orejas.
4. Utilizando las dos manos, moldee el clip nasal alrededor de la nariz (parte inferior) de forma que se asegure un buen ajuste y sellado. Moldear el clip con una sola mano puede resultar en un ajuste menos efectivo.
5. Realice la comprobación de ajuste cubriendo la mascarilla con las manos e inspirar profundamente. En caso de entrada de aire por los bordes, la mascarilla no está correctamente ajustada, por lo que se tiene que volver a realizar el proceso

## INFORMACIÓN SOBRE LA POSIBLE APLICACIÓN / LIMITACIONES DE LAS MÁSCARAS

-COVID-19

Se recomienda reemplazar la máscara cada 8 horas.

- Si está deteriorada, no debe usarse Hay que cambiarla, aunque no se haya utilizado nunca.
- La mascarilla autofiltrante tiene una duración de uso limitada y una fecha de caducidad.
- Si el envase está deteriorado no usar.
- No toque la mascarilla cuando esté puesta, si lo hace lávese las manos con alcohol en gel o agua y jabón.
- Si observa dificultades al respirar quítese la mascarilla.
- No ponga la mascarilla a ninguna persona que tenga dificultad para respirar, esté inconsciente, o no pueda quitarse la mascarilla sin ayuda.

## Advertencias

- Esta máscara está fabricada solo para protección COVID 19.
- Ajuste de media máscara filtrante (verificar antes de usar)
- Es poco probable que se cumplan los requisitos de fugas si el vello facial pasa por debajo del sello facial;
- Máscara no válida en condiciones de baja calidad del aire (contaminantes, deficiencia de oxígeno);
- Máscara no válida en atmósferas explosivas
- este producto no es resistente a las llamas y no debe usarse en áreas con llamas abiertas
- El usuario debe conocer el uso y manejo de la máscara.
- No utilizar zonas de riesgo de explosión.
- Este EPP no debe usarse contra riesgos distintos a los descritos anteriormente.
- Este producto es desechable y solo debe usarse una vez. No reutilizar y por favor desechar responsablemente.
- Se recomienda reemplazar la máscara cada 8 horas.
- Si está deteriorada, no debe usarse Hay que cambiarla, aunque no se haya utilizado nunca.
- La mascarilla autofiltrante tiene una duración de uso limitada y una fecha de caducidad.
- Es inapropiado el uso de la mascarilla por diferentes usuarios.

Fabricado bajo Normas ISO 9001 ISO 13485.