


Cytobrush® Plus GT

Gentle touch tip

PARA TOMA DE PAPANICOLAU Y CLAMIDIA

Cytobrush® Plus GT™ es un producto y una marca registrada por Medscand AB, Suecia

© Medscand Medical AB, 1997. 9705a.



Patentado

EL NUEVO CYTOBRUSH® PLUS GT CON UN ACABADO DE TACTO SUAVE

Observe detenidamente la imagen superior, y descubra el nuevo Cytobrush® Plus GT acabado de tacto suave. La bulba protectora está diseñada para evitar que la punta quede atrapada en las criptas del canal endocervical. Minimizando el sangrado y por consiguiente mejorando la calidad de la toma.

DOCUMENTADO POR MAS DE 150 ESTUDIOS

La efectividad y seguridad en el diagnóstico del Cytobrush® Plus en lo relativo a la recogida de especímenes endocervicales de alta calidad ha sido documentada por mas de 150 estudios clínicos. Para solicitar el Directorio actualizado de Referencias del Cytobrush® contacte con Medscand Medical o con su distribuidor local.

Medscand Medical 

PRECISIÓN EN EL DIAGNOSTICO

El sistema Bethesda de 1988 destinado al informe del diagnóstico citológico cervical/vaginal, específicamente requiere que todas las tomas de Papanicolau tienen un componente endocervical para ser evaluado como "satisfactorio".

"La seguridad de la citología cervical para la detección de anomalías premalignas ó malignas depende estrechamente de la toma correcta en la zona de transformación, en torno a un 85-90% del cancer cervical se presenta en este area". "Sólo cuando las células endocervicales aparecen en la toma de la zona de transformación el muestreo puede ser seguro." Un gran número de estudios ponen de manifiesto la incapacidad de otros instrumentos para obtener un adecuado número de células endocervicales. En las tomas realizadas con Cytobrush® las células endocervicales están presentes en un 90-100%.

COSTE-EFICACIA

El coste del Cytobrush® Plus GT representa sólo una pequeña fracción del coste total de la toma y del examen microscópico. Puede que inicialmente se ahorre usando instrumentos más baratos pero menos eficientes, lo que se traduce en una considerable pérdida de tiempo motivada por el alto número de nuevas citaciones médicas dada la imperfección de las muestras obtenidas.

DESECHABLE – SÓLO DEBE USARSE UNA VEZ

ADVERTENCIAS: NO UTILIZAR para toma endometrial. Sólo para toma cervical.

PRECAUCIÓN: La toma cervical debe limitarse al primer trimestre durante el embarazo, y ha de ser recogida con especial cuidado. Puede producirse un mínimo sangrado debido al incremento de la vascularización.

Referencias:

1. DAVEY-SULLIVAN B et al: The Cytobrush effect on Pap Smear Adequacy. Family Practice Research Journal. Vol 11, No. 1, 1991.
2. GERMAIN M et al: A Comparison of the Three Most Common Papanicolaou Smear Collection Techniques. Obstetrics & Gynecology, Vol. 84, No. 2, 1994.

3. GUPTA R K et al: Improvement in the quality of gynecological smears using a Cytobrush. The New Zealand Medical Journal, Vol. 100, No. 830, 1987.
4. GLENTHØJ A et al: Diagnostic Efficiency of Brush Cytology from the Uterine Cervix. New Frontiers in Cytology, Berlin Springer Verlag, 1988.

Si precisa más documentación por favor contacte con Medscand Medical AB.

Cytobrush® Plus GT

Gentle touch tip

Cytobrush® Plus GT™ es un producto y una marca registrada por Medscand AB, Suecia

Para información y pedidos contacte con Medscand Medical AB o con su importador exclusivo:

TEMAER
P.I. El Cascajal - C/Mirtos, 7 Nave A
28320 PINTO, Madrid (ESPAÑA)
Tel. 916 924 648 - Fax 916 924 632

MEDSCAND MEDICAL AB, P.O. BOX 20047, S-200 74 MALMÖ, SWEDEN
TEL. +46 40 98 78 00, FAX +46 40 98 78 01
WEB: <http://www.medscand.com>. E-MAIL: mail@medscand.se

NO ESTÉRIL

Prod.No	Embalaje
C0104	10x10 uds.
C0105/6	100 uds.
C0121	500 uds.

ESTÉRIL (E.O.)

Prod.No.	Embalaje
C0110	10x10 uds.
C0111	1x40 uds.
C0113	1x500 uds.

Datos técnicos: Mango: ABS. Cabeza de cepillo: acero inoxidable, Tynex nylon y pegamento médico.

QC/QA conforme a las Buenas Prácticas de Manufacturación (Guías Nórdicas).
Todo el material de envase es reciclable.

Medscand Medical 
THE VITAL DIFFERENCE