

## CARACTERÍSTICAS BOLSAS RECOGIDA DE ORINA TEMAPAR / TEMASAR.

- **ONE WAY VALVE:** Se trata de un sistema o dispositivo irreversible que impide el retorno de la orina, pues su diseño y posición central permite que la muestra pase a través del conducto de la válvula, cerrándose posteriormente y garantizando el no retorno de la muestra , minimizando así, el riesgo de infecciones cruzadas.
- **ADHESIVO 3M :** Hipoalergénico, dotado de una película de barrera oclusiva 3M protege frente a la humedad y los fluidos , obstaculizando la proliferación de microorganismos que pudiesen contaminar la zona de obtención de la muestra, impidiendo la presencia de infecciones y/o alergias, , impermeable , no laminar retirada suave, fácil y segura impidiendo la presencia de residuos por exceso de adhesivo y evitando producir daños en la piel de pacientes pediátricos y neonatales que suele ser especialmente delicada, sensible a la presión aplicada al colocarse de manera suave pero firme, incrementa la fijación y minimiza el riesgo de pérdida de adhesión por fricción, flexible especialmente indicado para zonas de difícil fijación, la piel es un órgano sensible y delicado, por lo que el adhesivo adquiere un carácter ESENCIAL en pieles pediátricas y neonatales , ideal para manejo con guante facilita al profesional su utilización con guante para una correcta aplicación en el paciente. y transparente.
- **ORIFICIO DE ACCESO LATERAL:** Su particular diseño con aleta lateral facilita al profesional una mayor precisión en la colocación dado que, está dotada de un trepado que permite la adherencia para conseguir una fijación precisa y en la superficie adecuada.
- **NO CONTIENE LATEX.**
- **FABRICADAS EN SALA BLANCA:** En condiciones de ambiente controlado.



**TEMAER**

Pol. El Cascajal - C/ Mirlos, 7 – 28320 Pinto (Madrid).

[www.temaer.es](http://www.temaer.es)

e-mail: [temaer@temaer.com](mailto:temaer@temaer.com)

Tfno: 916 924 648

Fax: 916 924 632